

ТЕХНОЛОГИИ В УСЛУГА на КРАСОТАТА



Електроинфилтрация за лице и тяло

DIVISIONE SKINCARE

SKINWELL POWER

електроинфилтрация за лице и тяло



SKINWELL POWER

Електроинфилтрация за лице и тяло

Лице и тяло – пълен уред за грижата за красотата

Технология – нови канали за достъп до кожата

Бързо, но дълготрайно лечение - бързо прехвърляне на ключови активни съставки, които остават да работят с течение на времето

Безопасна алтернатива на мезо терапия - целенасочени действия в същината на проблема, **без игли или болезнени интервенции.**

ДВЕ РАЗЛИЧНИ СОНДИ ЛИЦЕ И ТЯЛО

DIVISIONE SKINCARE

СОНДА ЗА ТЯЛО. ЕФЕКТИВНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ.



Сондата за тяло, оформена като компютърна мишка, дава възможност на дланта на ръката, да бъде много по-близо до кожата, така че операторът да има **перфектен контрол на импулсите** по цялата площ на контакт.

Благодарение на **деветте стоманени електроди**, импулсите се предават по-ефикасно и по еднакъв начин, докато придружаващите **вибрации** действат в синергия като ревитализиращ **микромасаж**, който е изключително приятен за клиента.

Интензитетът на трансфера на продукта и вибрациите могат да се регулират индивидуално по време на лечението.

СОНДА ЗА ЛИЦЕ. ЛЕКОТА И ПРЕЦИЗНОСТ

Сондата за лицето е за целенасочено третиране на всички зони на лицето: **около очите, устните и назолабиални крила.**

Максималното сцепление на главата дава възможност за един по-целенасочен трансфер и по-дълбоко проникване на активните съставки.



СОНДА ЗА ЛИЦЕ ЛЕКОТА И ПРЕЦИЗНОСТ

Непрекъснатия контакт на двата полюса на главата с епидермиса намалява дисперсия и **оптимизира работата.**

Вибриращото действие е насочено с цел намаляване на възприятието върху ръката на оператора.

Ергономична форма и **мека на допир подложка** за по **силен, здрав захват** и прецизно поставяне и на най-трудните области, които трябва да бъдат достигнати.



СОНДА ЗА ЛИЦЕ ЛЕКОТА И ПРЕЦИЗНОСТ

Почистването на сондите
е възможно благодарение на
подвижната главата,
от термоустойчив материал.



ПРАКТИЧНО И БЕЗОПАСНО:

Повдигнатите бутони помагат да се избегне евентуално проникване на продукта в уреда и гарантират лекота на използване. Дръжката действа като амортизьор, за да се избегнат удари и вдлъбнатини.



ХИГИЕНА:

Лесни за почистване покритие и панели. Две специални купи за продукти, подвижни и се перат, за перфектна хигиена.



КОЛИЧКАТА:

Отлична стабилност при наклон от 10 градуса. Въртящи се колела, за по-лесно боравене. Четири щифта за лесен монтаж или демонтаж.



ИТАЛИАНСКИ ДИЗАЙН: ЕЛЕГАНТНОСТ И ФУНКЦИОНАЛНОСТ

Всичко е грижливо обмислено за улеснение при ползване в модерен салон за красота.

Без да забравяме нуждите на ежедневната работа на специалистите.



Количката е малка, лесно управляема, компактна. Тя е проектирана да издържа на оптимална стабилност при наклон от 10 ° и лесно да бъде преместена между различните масажни кабинети.

въртящи се колела



НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ИНОВАЦИИ ЗА КРАСОТА


TeN Skinwell Power
повишава всяко професионално третиране,
защото неговата уникална технология извършва
ударно действие
директно, където кожата се нуждае.



незабавни и видими резултати


НОВИ КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО КОЖАТА

Електроинфилтрацията създава нови канали на достъп в епидермиса, чрез които голямо количество активни съставки да бъдат отведени, за да се борят с всяко несъвършенство.



Кожата получава "душ" на импулси, които преминават през нея, отваряйки нови седиментни канали, подобни на "временни" изкуствени пори, чрез които специфичните активни съставки на третирането да преминат.

ТЕХНОЛОГИЯ. НОВИ КАНАЛИ ЗА ДОСТЪП ДО КОЖАТА



Новите канали са добавени към вече физиологично съществуващите в кожата, (*sudoriparous* пори и *piliferous* фоликули), създавайки нови **пътища**, които повишават качеството и количеството на активните вещества, които кожата получава.


→ **Повече и по-големи молекули**

КОЖЕН РЕЗЕРВОАР

Процент на транспортираните активни съставки **се депонират** в кожните тъкани, за да бъдат освобождавани постепенно през следващите 24-48 часа, **удължавайки ефекта от лечението с 2-3 дни.**

ПРЕДИМСТВАТА . ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ В СЪРЦЕТО НА ПРОБЛЕМА

Несъвършенствата на лицето и тялото се третираат пряко, с видими резултати, проникване на голямо количество на активните съставки дълбоко в кожата.



Графична симулация на преди и след третиране на кожата.

ПРЕДИМСТВАТА . ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ ДЕЙСТВИЯ В СЪРЦЕТО НА ПРОБЛЕМА

МОМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ЛИЦЕТО

Лицето изглежда **по-сияйно, стегнато с видимо намаляване на признаците на стареене, дехидратация и отслабване на кожата.**

МОМЕНТАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ТЯЛОТО

Кожата на тялото видимо се подобрява благодарение на **ефективен и директен трансфер** от подбраните активни съставки срещу проблеми като **целулит, мастни отлагания и отпускане на кожата.**

ПРОДУКТИТЕ

ЛИЦЕ

Pf008457 ESSENTIALS TECH Face Hyaluronic Serum



PF008259 AGENERGY Defence Method - Defence Serum



ТЯЛО

PF008463 ESSENTIALS TECH Body Drain Serum



PF008464 ESSENTIALS TECH Body Slim Serum

